

Damit Ihre EyecasionsTM Mode-Augenaccessoires Ihnen absoluten Komfort bieten, lesen Sie die folgenden Hinweise bitte sorgfältig durch.

WICHTIG

Bevor Sie Ihre EyecasionsTM Mode-Augenaccessoires tragen, bedenken Sie bitte Folgendes: EyecasionsTM Mode-Augenaccessoires können für die auf dem äußeren Etikett angegebene Dauer verwendet werden und sollten nach dieser Zeitspanne ersetzt werden, egal wie oft sie getragen wurden. Wenn Sie zu irgendeinem Punkt in diesem Flyer Fragen haben, konsultieren Sie bitte einen Augenoptiker oder Arzt. EyecasionsTM Mode-Augenaccessoires sind nicht für Personen unter 16 Jahren geeignet.

HINWEISE VOR GEBRAUCH

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Hände immer waschen und abtrocknen, bevor Sie die Mode-Augenaccessoires anfasen.

Wenn Sie Ihre Mode-Augenaccessoires aus deren Verpackung nehmen, überprüfen Sie, ob sie ganz mit Flüssigkeit bedeckt und intakt sind. Verwenden Sie die Mode-Augenaccessoires nicht, wenn sie trocken oder beschädigt sind.

Bewahren Sie Ihre EyecasionsTM Mode-Augenaccessoires nach Gebrauch immer in der mitgelieferten Box auf.

REINIGUNG, DESINFIZIERUNG und EINWEICHEN

Befolgen Sie immer die Anweisungen auf der Flasche mit der EyecasionsTM Mehrzwecklösung.

Legen Sie die Mode-Augenaccessoires vor Gebrauch in die Box und tauchen Sie sie in die mitgelieferte Lösung. Lassen Sie sie für mindestens 4 Stunden dort.

Reinigen und desinfizieren Sie die Accessories regelmäßig und kontrollieren Sie sie regelmäßig auf Beschädigungen.Sollten Ihre Mode-Augenaccessoires austrocknen, behandeln Sie sie mit äußerster Vorsicht, da sie spröde sein werden.

EINSETZEN

Nehmen Sie Ihre Mode-Augenaccessoires aus der Aufbewahrungsbox.Vergewissern Sie sich, dass die Mode-Augenaccessoires sauber und nicht verkeht herum liegen.Legen Sie eine Linse auf Ihren rechten Zeigefinger und überprüfen Sie die Form. Diese sollte natürlich wie die Form einer Schüssel sein (siehe Abb. 1 und 2).Halten Sie das obere und untere Augenlid des rechten Auges mit dem Zeige- und Mittelfinger Ihrer linken Hand auf (siehe Abb. 3).

Lassen Sie die Augenlider vorsichtig los und blinzeln Sie. Danach massieren Sie das Augenlid, um die Linse zu zentrieren. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Auge.

HERAUSNEHMEN und NACHSORGE

Waschen und trocknen Sie die Hände gründlich. Schauen Sie nach oben und halten Sie das untere rechte Augenlid mit dem Mittelfinger hinunter. Legen Sie Ihren Zeigefinger und Daumen derselben Hand langsam auf die gegenüberliegende Seite der Linse und drücken Sie sie vorsichtig aus dem Auge. Wiederholen Sie das Ganze mit dem anderen Auge. Bitte konsultieren Sie unbedingt Ihren Augenoptiker oder Arzt, um einen sicheren Gebrauch der EyecasionsTM Mode-Augenaccessoires zu gewährleisten.Lassen Sie Ihre Augen regelmäßig von Ihrem Augenoptiker oder Augenarzt untersuchen.

Wenn Sie irgendwelche Beschwerden oder Auswirkungen auf das Sehvermögen wie Rötung/Reizung bemerken oder wenn Sie irgendwelche Fragen zu etwas in diesem Flyer Abgedrucktem haben, dann holen Sie sich bitte Hilfe von Ihrem Augenoptiker oder Arzt. Alternativ erreichen Sie unsere Helpline unter:(01484) 423082

WICHTIG

EyecasionsTM Mode-Augenaccessoires sollten nur zum Zweck der kosmetischen Farbveränderung verwendet werden. Sie sollten weder verwendet werden, um eine Sehschwäche zu korrigieren, noch sollten sie verwendet werden, wenn Sie unter einer der folgenden Beschwerden leiden:

- Allergische Augenerkrankungen
- Bestehende Augenvorerkrankungen
- Augenentzündung, z. B. Iritis, Uveitis
- Hornhautentzündung, z. B. Keratitis
- Hornhautgeschwüre
- Hornhautdystrophien

Die Mode-Augenaccessoires eignen sich für normale, gesunde Augen mit einem Durchmesser von 14,5 mm und einem Basiskurvendurchschnittswert von 8,6.

SICHERHEIT

- Nehmen Sie Ihre Mode-Augenaccessoires IMMER heraus, bevor Sie schlafen gehen.
- Halten Sie Ihre Mode-Augenaccessoires IMMER außer Reichweite von Kindern.
- Achten Sie IMMER darauf, die Aufbewahrungsbox täglich zu desinfizieren.
- Ersetzen Sie Ihre Mode-Augenaccessoires IMMER dann, wenn sie in irgendeiner Weise beschädigt sind oder Ablagerungen haben, die nicht entfernt werden können. Holen Sie sich in einem solchen Fall Hilfe von einem qualifizierten Augenoptiker oder Arzt.
- Verwenden Sie für Ihre Mode-Augenaccessoires NIEMALS Haushaltsreiniger.
- Tragen Sie Ihre Mode-Augenaccessoires NIEMALS, wenn sie beschädigt sind.
- Geben Sie Ihre Mode-Augenaccessoires NIEMALS an andere weiter.
- Tragen Sie NIEMALS Ihre Mode-Augenaccessoires, wenn Sie Augenmedikamente verwenden.
- Benutzen Sie zum Befeuchten der Mode-Augenaccessoires NIEMALS Speichel.
- Tragen Sie Ihre Mode-Augenaccessoires NIEMALS in Gegenwart von giftigen oder reizenden Dämpfen.
- Tragen Sie Ihre Mode-Augenaccessoires NIEMALS beim Wassersport.
- Verwenden Sie NIEMALS Leitungswasser, um Ihre Mode-Augenaccessoires oder die Aufbewahrungsbox abzuspülen.
- Teilen Sie Ihre Mode-Augenaccessoires NIEMALS mit anderen.

WARNUNG EyecasionsTM übernimmt keine Verantwortung für die missbräuchliche Verwendung dieser Mode-Augenaccessoires. Dem Träger wird geraten, sich vor dem Kauf einer sorgfältigen Augenuntersuchung durch einen Augenarzt zu unterziehen und sich von ihm das richtige Einsetzen, Herausnehmen und die Nachbehandlung beim Gebrauch der Mode-Augenaccessoires zeigen zu lassen. Wenn Sie irgendwelche Beschwerden in Form von Rötung oder Irritation feststellen oder wenn Sie Fragen zu irgendetwas in diesem Flyer haben, holen Sie sich bitte Hilfe von Ihrem Augenoptiker oder Arzt. RÜCKGABE In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie ein Problem mit Ihren Mode-Augenaccessoires haben, geben Sie sie bitte mit diesem Formular, der Originalverpackung und dem Empfangsnachweis am Kaufort zurück. Das Produkt wird dann zur Untersuchung an EyecasionsTM zurückgeschickt. Die Mode-Augenaccessoires werden von Qualitätskontrollleuren überprüft werden, um festzustellen, ob ein Herstellungs- oder ein Handhabungsfehler vorliegt. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon nicht betroffen.

Пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию, чтобы обеспечить полный комфорт от ношения цветных линз EyecasionsTM.

ВАЖНО

Перед тем, как надеть цветные линзы EyecasionsTM, пожалуйста, обратите внимание на следующие предостережения: Цветные линзы EyecasionsTM можно использовать в течение срока, указанного на упаковке. По истечении данного срока их следует заменить на новые независимо от того, сколько раз они надевались. Если вы сомневаетесь в том, что написано в данной инструкции, пожалуйста, проконсультируйтесь с оптиком или медицинским работником. Цветные линзы EyecasionsTM не подходят для лиц младше 16 лет.

ИНСТРУКЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Всегда мойте и высушивайте руки перед контактом с цветными линзами. При первом открытии упаковки с линзами убедитесь, что они погружены в раствор и не повреждены. Не используйте линзу, если она высохла или повреждена. После использования всегда храните цветные линзы EyecasionsTM в специальном контейнере.

ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ и ХРАНЕНИЕ в РАСТВОРЕ

Всегда следуйте инструкциям, размещенным на упаковке многоцелевого раствора EyecasionsTM. Перед использованием поместите цветные линзы в контейнер с раствором. Оставьте их минимум на 4 часа. Регулярно очищайте и дезинфицируйте линзы, а также проверяйте их целостность. Если ваши цветные линзы высохли, обращайтесь с ними крайне осторожно, так как они хрупки.

НАДЕВАНИЕ

Извлеките цветные линзы из контейнера. Убедитесь, что линзы чисты и не вывернуты наизнанку. Разместите линзу на правом указательном пальце и проверьте ее форму (должна быть в форме чаши, см. рисунки 1 и 2). Поднимите верхнее и нижнее веко правого глаза указательным и средним пальцами левой руки (см. рисунок 3).

Глядя в зеркало, наденьте линзу на глаз (см. рисунок 4). Осторожно отпустите линзы и моргните, затем помассируйте веко, чтобы разместить линзу в центре. Повторите процедуру для другого глаза.

СНЯТИЕ и УХОД

Тщательно вымойте и высушите руки. Посмотрите вверх и удержите нижнее веко правого глаза средним пальцем. Расположите указательный и большой пальцы той же руки по разным сторонам линзы и осторожно сожмите ее, вынимая из глаза. Повторите это действие для другого глаза. Пожалуйста, проконсультируйтесь с оптиком или медицинским работником, чтобы обеспечить безопасное использование цветных линз EyecasionsTM. Регулярно проходите осмотры у оптика или медицинского работника.Если вы испытываете дискомфорт или изменения зрения, например, покраснение/раздражение, а также, если у вас есть какие-либо сомнения по поводу написанного в данной инструкции, пожалуйста, обратитесь к оптику или медицинскому работнику.

В качестве альтернативы вы можете связаться с нами по горячей линии:(01484) 423082

ВАЖНО

Цветные линзы EyecasionsTM следует использовать только для изменения цвета глаз, а не для коррекции любых дефектов зрения. Кроме того, их нельзя использовать, если у вас наблюдается один из следующих случаев:

- Любая аллергическая заболевания глаз.
- Любые существующие заболевания глаз.
- Воспаение глаз, например, ирит, увеит.
- Воспаение роговицы, например, кератит.
- Язва роговицы.
- Дистрофия роговицы.

Цветные линзы подходят для здоровых глаз с диаметром 14.50 мм и средней базовой кривизной 8.60.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- ВСЕГДА снимайте цветные линзы перед сном.
- ВСЕГДА храните цветные линзы в недоступном для детей месте.
- ЕЖЕДНЕВНО промывайте контейнер для хранения линз.
- ВСЕГДА заменяйте цветные линзы, если они были повреждены или на них появились отложения, которые невозможно удалить. В этом случае проконсультируйтесь с оптиком или медицинским работником.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ чистящие средства для дома для очистки цветных линз.
- НЕ НАДЕВАЙТЕ цветные линзы, если они повреждены.
- НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ никому другому носить ваши цветные линзы.
- НЕ НОСИТЕ цветные линзы при приеме лекарственных средств.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ слюну для смачивания цветных линз.
- НЕ НАДЕВАЙТЕ цветные линзы в помещении с вредным или раздражающим дымом.
- НЕ НОСИТЕ цветные линзы во время занятий водными видами спорта.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ водопроводную воду для промывания или хранения цветных линз.
- НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ никому другому носить ваши цветные линзы.

ВНИМАНИЕ EyecasionsTM не несет ответственности за неправильное использование цветных линз. Перед покупкой следует проконсультироваться с офтальмологом и пройти тщательное обследование, а также научиться надевать, снимать и ухаживать за цветными линзами.Если вы испытываете дискомфорт (покраснение/раздражение) или сомневаетесь насчет написанного в данной инструкции, проконсультируйтесь с оптиком или медицинским работником.

ВОЗВРАТ В случае, если у вас возникли проблемы с цветными линзами, пожалуйста, верните их по месту приобретения вместе с оригинальной упаковкой и чеком. Продукция будет возвращена EyecasionsTM для анализа. Цветные линзы будут проверяться персоналом по контролю качества для выявления причины возврата

- брак или неправильное использование. Ваши законные права не затрагиваются.

Para asegurar que sus accesorios para ojos EyecasionsTM le brinden la mayor comodidad, por favor lea las siguientes instrucciones cuidadosamente.

IMPORTANTE

Antes de usar sus accesorios para ojos Eyecasions, por favor considere lo siguiente:

Los accesorios EyecasionsTM pueden usarse sólo durante el tiempo mencionado en el etiquetado exterior y debe ser reemplazado luego de este periodo, sin importar el número de veces en que hayan sido utilizados. Si tiene alguna duda de lo impreso en este folleto, por favor consulte a su médico, optometrista u oftalmólogo.

Los accesorios EyecasionsTM no deben ser usados por personas menores de 16 años.

INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Asegúrese de lavar y secar sus manos antes de manipular sus accesorios para ojos. Al remover los accesorios de su embalaje, compruebe que estén intactos y sumergidos en líquido. No use si el accesorio está seco o dañado. Siempre guarde sus accesorios EyecasionsTM después de su uso, en el estuche proporcionado destinado para ello.

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN y DESMONTAJE

Siga siempre las instrucciones escritas en la botella de la solución multiusos EyecasionsTM. Antes de usar, coloque los accesorios en su estuche y sumérjalos en la solución provista. Déjelos por un mínimo de 4 horas. Limpie y desinfecte periódicamente los accesorios y compruebe si hay daños de manera regular. Si sus accesorios para ojos se secan, manéjelos con extremo cuidado, ya que pueden volverse frágiles.

INSERCIÓN

Saque los accesorios de su estuche. Compruebe que estén limpios y no del revés. Coloque el accesorio en su dedo índice derecho y verifique su forma. Compruebe que tenga forma natural de bol. (Ver figuras 1 y 2)

Sostenga los párpados superior e inferior del ojo derecho con los dedos índice y medio de su mano izquierda. (Ver la figura 3)

Mientras se mira en el espejo, ubique el accesorio sobre el ojo. (Ver la figura 4) Retire cuidadosamente los dedos de los párpados y parpadee, para masajear el párpado hasta centrar el accesorio. Repita el procedimiento en el otro ojo.

REMOCIÓN y CUIDADO POSTERIOR

Lave y seque bien las manos. Mire hacia arriba y mantenga presionado el párpado inferior del ojo derecho con el dedo medio. Con el dedo índice y el pulgar de la misma mano, coloque lentamente las manos en el lado opuesto del accesorio y retire cuidadosamente. Repita en el otro ojo. Por favor, asegúrese de consultar a su médico, optometrista u oftalmólogo para garantizar el uso seguro de los accesorios EyecasionsTM.

Asegúrese de asistir a chequeos regulares con su médico, optometrista u oftalmólogo.

Si experimenta alguna molestia o efectos como enrojecimiento o irritación en la visión, o si tiene alguna duda de lo impreso en este folleto, asista a su médico, optometrista u oftalmólogo

También puede llamar a nuestra línea de ayuda al: (01484) 423082

IMPORTANTE

Los accesorios para ojos EyecasionsTM deben usarse sólo para fines cosméticos (cambio de color) y no deben usarse para corregir ningún defecto de la vista ni para cualquiera de los siguientes casos:

- Cualquier condición alérgica ocular.
- Cualquier condición ocular preexistente.
- Inflamación del ojo, ej. Iritis, uveitis.
- Inflamación de la córnea, ej. Queratitis
- Úlceras corneales.
- Distrofias corneales.

Nuestros accesorios son ideales para ojos normales y sanos, con un diámetro de 14.50 milímetros y una curva base media de 8.60.

SEGURIDAD

- SIEMPRE retire los accesorios antes de dormir.
- SIEMPRE mantenga sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- SIEMPRE compruebe que el estuche esté esterilizado.
- SIEMPRE reemplacen los accesorios si se dañan de alguna manera o si tienen residuos que no se puedan quitar.

En tal caso, busque la ayuda de un optometrista cualificado, oftalmólogo o médico.

- NO utilice productos de limpieza tradicionales en los accesorios.
- NO use los accesorios si están dañados.
- NO comparta sus accesorios para ojos.
- NO use los accesorios al usar medicamentos para los ojos.
- NO utilice saliva para mojar los accesorios.
- NO use los accesorios en presencia de gases nocivos o irritables.
- NO use los accesorios cuando participe en deportes acuáticos.
- NO use agua del grifo para enjuagar los accesorios o el estuche de almacenamiento.

ADVERTENCIA: EyecasionsTM no se hace responsable por el uso indebido de estos accesorios. Se aconseja consultar a un profesional para obtener un examen ocular completo y para la práctica de la inserción, remoción y el cuidado posterior de los accesorios, antes de la compra.

Si experimenta alguna molestia o efectos como enrojecimiento o irritación en la visión, o si tiene alguna duda de lo impreso en este folleto, asista a su médico, optometrista u oftalmólogo

DEVOLUCIONES En el caso poco probable de experimentar un problema con sus accesorios, por favor devuelva el producto con este formulario, su embalaje original y el comprobante de compra, al lugar donde los adquirió. El producto será devuelto a EyecasionsTM para ser analizado. Los accesorios serán inspeccionados por el personal de control de calidad para determinar si hay algún defecto de fabricación o de manipulación. Sus derechos legales no se verán afectados.

من أجل إستعمال أمثل لضمان الإستمتاع بعقدساتك EyecasionsTM يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية.

هام

قبل ارتداء عقدساتك اللاصقة EyecasionsTM، يرجى اتخاذ ما يلي بعين الاعتبار:

يمكن أن تستخدم العدسات اللاصقة EyecasionsTM للمدة المذكورة على البطاقة الخارجية، ويجب أن يتم استبدالها بعد هذه الفترة بغض النظر عن عدد مرات ارتدائها.

إذا كان لديك أي شك حول أي شيء في هذا المطبوع، يرجى استشارة نظارتي، مركب عقدسات النظارات أو ممارس في القطاع الصحي.

لا تصلح العدسات اللاصقة EyecasionsTM للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما.

تعليمات ما قبل الاستخدام

تأكد دائما من غسل وتجفيف يدك قبل الإمساك بعقدساتك اللاصقة. عند إزالة عقدساتك اللاصقة من عبوتها، وتحقق من أنها مغورة في السائل وسليمة. لا تستخدمى العسة اللاصقة إذا كانت جافة أو متضررة.

احفظ دائما عقدساتك اللاصقة EyecasionsTM في الحقيبة المخصصة لذلك.

التنظيف، التعقيم والتبيليل

اتبع دائما التعليمات الموجودة على زجاجة محلول EyecasionsTM متعدد الإستعمالات.

قبل الاستخدام، ضععي عقدساتك اللاصقة في الحقيبة واغمرها بالمحلول المخصص لذلك. أتركها لمدة لا تقل عن 4 ساعات. نظفي وعلمي العدسات بانتظام، وتحقق بشكل دوري من عدم وجود ضرر.

إذا اجفحت عقدساتك اللاصقة، تعاملي معها بعناية فائقة، لأنها ستكون هشة.

الإرتداء

أخرجي العدسات اللاصقة من حقيبة التخزين. تأكدى من أن عقدساتك اللاصقة نظيفة وليست مقلوبة من الداخل إلى الخارج.

ضعي عقدتك اللاصقة على السبابة اليمنى وتحققى من شكلها، وتأكدى من تقوسها على شكل وعاء مقوس صغير. (انظري الشكل 1 و2)

امسكى الجفن العلوي والسفلي من العين اليمنى مع إصبعي يدك اليسرى السبابة والأوسط. (انظري الشكل 3)

بينما تنظريين في المرأة ضععي عقدتك اللاصقة على العين. (انظري الشكل 4)

اطلقي جفونك بلطف وارمشي، بعدها قومي بتدليك الجفن لتوسيط عقدتك اللاصقة. كرري العملية للعين الأخرى.

الإزالة والعناية البعيدة

إغسلي وجفئي يدك جيدا.

انظري للأعلى وامسكى الجفن السفلي للعين اليمنى بواسطة الإصبع الأوسط وباستعمال السبابة والإبهام لنفس اليد، ضععي يدك ببطء على الجانب الآخر من العسة اللاصقة وأتركها بعناية من العين. كرري نفس العملية بالنسبة للعين الأخرى.

يرجى استشارة نظارتي، مركب عقدسات النظارات أو ممارس في القطاع الصحي لضمان الاستخدام الآمن للعدسات EyecasionsTM.

تأكدى من إجراء فحوص منتظمة لدى النظارتي، مركب عقدسات النظارات أو ممارس في القطاع الصحي.

إذا واجهت أي مشاكل أو تأثيرات على النظر مثل الإحمرار / التهيج أو إذا ساورتك أية شكوك حول ما يتضمنه هذا المطبوع فما عليك إلا طلب المساعدة من النظارتي، مركب عقدسات النظارات أو ممارس في القطاع الصحي.

كما يمكنك الاتصال برقم هاتفنا المخصص للمساعدة على: (01484) 423082

هام

ينبغي أن تستخدم العدسات اللاصقة EyecasionsTM فقط لأغراض تجميلية لتغيير اللون، وينبغي ألا تستخدم لتصحیح أي خلل في البصر ولا ينبغي أن يتم استخدامها إذا كنت تعاني من أي مما يلي:

- أمراض حساسية العيون.
- وجود أمراض العيون مسبقا.
- التهاب العين، مثلا: التهاب القرنية، التهاب الغبئية.
- أمراض القرنية: التهاب القرنية مثلا.
- تقرحت القرنية.
- ضمور القرنية.

تساب هذه العدسات اللاصقة العيون العادية التي لا تعاني من أي مرض من البصر يبلغ قطر ها 14.50 ملم ومنحنى قاعدة متوسط 8.60.

إجراءات السلامة

- قومي دائما بإزالة العدسات اللاصقة قبل الذهاب إلى النوم.
- احرصي دوما على أن العدسات اللاصقة بعيدة عن متناول الأطفال.
- تأكدى دائما من تعقيم حقيبة التخزين يوميا.
- استبدلي دائما العدسات اللاصقة إذا أصبحت تالفة بأي شكل من الأشكال، أو صارت فوقها ترسبات لا يمكن إزالتها في مثل هذه الحالة اطلبي المساعدة من النظارتي، مركب عقدسات النظارات أو ممارس في القطاع الصحي.
- لا تستخدمى المنظفات المنزلية مع العدسات اللاصقة.
- لا ترتدي العدسات اللاصقة في حالة تلفها.
- لا تكتسمن العدسات اللاصقة الخاصة بك.
- لا ترتدي العدسات اللاصقة عند استخدام دواء العين.
- لا تستخدمى اللعب لترطيب العدسات اللاصقة.
- لا ترتدي العدسات اللاصقة في وجود أدخنة ضارة أو مهيجة.
- لا ترتدي العدسات اللاصقة عند المشاركة في الرياضات المائية.
- لا تستخدمى مياه الصنبور لغسل العدسات اللاصقة أو حقيبة التخزين.
- لا تكتسمن العدسات اللاصقة الخاصة بك مع أي شخص آخر.

اللاصقة الخاصة بك مع أي شخص آخر.

تحذير

لا تتحمل EyecasionsTM أي مسؤولية عن سوء استخدام هذه العدسات اللاصقة، ويصبح حينها على برؤية ممارس مختبرف في رعية العيون لإجراء فحص دقيق للعين وللتررب العلي على الإرتداء والإزالة و الرعاية البعيدة العدسات اللاصقة.

إذا واجهت أي مشاكل أو تأثيرات على النظر مثل الإحمرار / التهيج أو إذا ساورتك أية شكوك حول ما يتضمنه هذا المطبوع فما عليك إلا طلب المساعدة من النظارتي، مركب عقدسات النظارات أو ممارس في القطاع الصحي

الإرجاع

في حالة مواجهتك لأي مشكلة مع العدسات اللاصقة يرجى إرجاع هذا المنتج في تغليفه الأصلي مع إثبات الاستلام إلى مكان الشراء. ليتم بعد ذلك إرجاع المنتج إلى EyecasionsTM لتحليل. سيتم فحص العدسات اللاصقة من قبل موظفي مراقبة الجودة لمعرفة ما إذا كان ذلك ناتج عن خطأ في الإنتاج أو له علاقة بالاستعمال الخاطئ. كما سيتم إحترام حقوقك القانونية.

为确保您的EyecasionsTM时尚眼镜配件为您带来无尽舒适感，请仔细阅读以下说明。

重要提示

在您佩戴EyecasionsTM时尚眼镜配件之前，请考虑以下因素：

- EyecasionsTM时尚眼镜配件可在外标签所述期限内使用，并应在此期限之后更换，不计佩戴次数。
- 如果您对本册所述内容有任何疑问，请咨询眼镜验光师、配镜员或医生。
- EyecasionsTM时尚眼镜配件不适用于16岁以下人士。

使用前说明

- 在使用时尚眼镜配件之前，请确保洗净并擦干您的双手。
- 如果时尚眼镜配件呈干燥状或有损，请勿使用。
- 在使用后，确保您的EyecasionsTM时尚眼镜配件始终保存在提供的储存盒中。

清洁、消毒和浸泡

- 始终遵循EyecasionsTM多用途溶液瓶上的说明进行操作。
- 使用前，将时尚眼镜配件放入储存盒中，并浸泡在提供的溶液中。至少浸泡4个小时
- 定期给配件进行清洁和消毒，并定期检查其损坏情况。
- 如果您的时尚眼镜配件应呈干燥状态，由于其脆性，请小心拿取。

佩戴

- 将您的时尚眼镜配件从存储盒中取出。
- 确保时尚眼镜配件干净，且未呈内外朝外状态
- 将配件放在右手食指上，并检查其形状，确保其形状为自然碗状（参见图1和图2）
- 用左手的食指和中指按住右眼的上眼睑和下眼睑。（参见图3）
- 在看镜子的同时将时尚眼镜配件放到眼球上。（参见图4）
- 小心释放眼睑，并在眨眼之后，轻轻按摩眼睑以确保配件就位。
- 重复相同步骤，佩戴另一只眼睛。

移出及后续护理

- 彻底洗净并擦干双手
- 用中指按住右眼下眼睑，同时向上看。
- 用同一只手的食指和拇指，慢慢地将您的手放置在配件的对面，并小心从眼球上提起。重复相同步骤，从另一只眼睛中移出。
- 请确保咨询您的眼镜验光师、配镜员或医生，以确保安全使用EyecasionsTM时尚眼镜配件。
- 确保您定期通过眼镜验光师、配镜员或医生为您的眼睛进行检查。
- 如果您遇到任何不适或视力影响，例如发红/发炎，或者如果您对本册内容有任何疑问，请向您的眼镜验光师、配镜员或医生寻求帮助。

您也可以拨打我们的求助热线：(01484) 423082

重要提示

EyecasionsTM时尚眼镜配件仅可用于化妆换色目的，不应用于任何视力缺陷纠正，如果您患有以下任何症状，则不应使用该配件：

- 任何眼部过敏性症状
- 任何预先存在的眼部症状。
- 眼睛炎症，例如虹膜炎、葡萄膜炎。
- 角膜炎症，例如角膜炎。
- 角膜溃疡
- 角膜发育异常

时尚眼镜配件适合正常、健康的眼睛，眼睛直径应为14.50 mm，中值基线为8.60。

安全

- 睡前，务必取下您的时尚眼镜配件。
- 始终保持您的时尚眼镜配件放在儿童不可接触的地方。
- 始终确保每天为储存盒消毒。
- 如果您的时尚眼镜配件因任何原因受损，或附有无法去除的沉积物，请随时更换您的时尚眼镜配件。在这种情况下，请向合格的眼镜验光师、配镜员或医生寻求帮助。
- 切勿使用家庭清洁剂清洁您的时尚眼镜配件
- 如果时尚眼镜配件有损，切勿佩戴
- 切勿共享您的时尚眼镜配件
- 当使用眼药品时，切勿佩戴
- 切勿使用唾液湿润时时尚眼镜配件。
- 切勿在有毒或刺激性烟雾的环境中佩戴时尚眼镜配件。
- 切勿在参与水上运动时佩戴时尚眼镜配件。
- 切勿用自来水冲洗时时尚眼镜配件或储存盒
- 切勿与他人共享您的时尚眼镜配件

警告 EyecasionsTM对滥用时尚眼镜配件而造成的任何后果不承担任何责任。建议佩戴者在专业眼科医生处进行彻底的眼睛检查，并在购买前对时尚眼镜配件的佩戴、移出和后续护理进行实践培训。如果您因发红/发炎而感到任何不适，或如果您对本册内容有任何疑问，请向您的眼镜验光师、配镜员或医生寻求帮助。

退货

在不常见的情况下，当您遇到时尚眼镜配件问题时，请携带本表格、原包装及收据凭证至购买地点。该产品将返回EyecasionsTM并进行分析。时尚眼镜配件将由质量控制人员执行检查，以确定是否存在制造或处理过失。您的法定权利将不会受影响。

Address:

Contact Number

Fashion Eye Accessory Type:

Reason for return:

Date Purchased:

Optic Eyewear Limited U.K Ltd

Huddersfield, West Yorkshire, HD1 5DG

Tel. 01484 423082

Fax. 01484 531605

Email: info@eyecasions.com

Web: www.eyecasions.com